

2026 年 1 月吉日

会員各位

特定非営利活動法人日本シーティング・コンサルタント協会
学術局長 白銀 暁

2026 年度特定非営利活動法人日本シーティング・コンサルタント協会研究等支援事業 募集要項

特定非営利活動法人日本シーティング・コンサルタント協会（以下、協会）は、車椅子シーティングの科学的根拠の確立と関連研究の発展に資することを目的として、学術研究に取り組む個人またはグループへ研究等の支援を行います。

研究等支援の対象となるのは本協会の専門会員であり、保健・医療・福祉・教育の分野で車椅子シーティングを実践している方とし、研究者に限らず車椅子シーティングの実務に携わっている方を含む多数の方々からの応募を期待します。

I. 支援の対象となる研究課題

以下に示す研究課題を支援対象とします。

1. 指定課題：「車椅子シーティングの効果判定に用いる評価スケールの開発」
2. 一般課題：車椅子シーティングの普及と推進、科学的根拠の確立に寄与する研究

II. 支援期間

支援の期間は、**2026 年 5 月 1 日から 2028 年 4 月 30 日までの 2 年間**とします。

III. 支援内容

採択された研究課題の研究代表者・分担者は以下の支援を受けることができます。

1. 協会が所有する機器（表 1）の使用

現在、協会が所有する体圧測定器、姿勢計測器車椅子用クッション等を、所定の手続きに基づいて使用することができます（郵送料は協会が負担します）。

2. 協会学術局員による助言の提供

研究代表者・分担者の依頼に応じて、学術局員が研究に関する助言を提供します。

例）「測定機器の使用方法について」、「測定結果の統計解析について」、
「英文抄録等の作成について」、「学会発表や論文投稿等の技術について」、他

3. 研究課題と関連した情報の提供等

関連分野の研究プロジェクトなど、採択された研究課題と関連した情報を提供することによって課題の解決を支援します。また、関連研究に取り組む他の研究者・研究グループとの連携や情報交換を支援するなどします。

IV. 研究成果の報告

研究支援を受けた方は、支援の開始から 1 年後および期間の終了時に研究実績・成果を報告していただきます。合わせて、協会が主催する「日本シーティング・シンポジウム」での演題発表、もしくは協会学術誌「車椅子シーティング研究」への論文投稿のいずれかを義務とします。

V. 応募資格

研究代表者は、協会の専門会員であり、応募時に今年度までの会費を納入している方とします。研究分担者については特に資格等を定めず、協会の会員である必要はありません。複数回の応募を可としますが、同一の研究課題内容での応募は 3 回を限度とし、また一度採択された課題については再び同じ内容で応募することはできません。

VI. 応募方法と締切日

協会所定の申請書（Microsoft Word 形式）を協会ホームページ <https://seating-consultants.org> からダウンロードして使用してください。ダウンロードした申請書へ必要事項を入力し、PDF 形式で保存した申請書を電子メールに添付して「VIII. 問い合わせと申請書の入手、提出先」に示すメールアドレスまでお送りください。申請書のファイルには必要に応じてパスワードを設定し、パスワードは電子メールで同アドレスまで別途報告してください。申請書の提出期限は **2026 年 4 月 17 日必着**とします。なお、申請受付後、申請書の情報を補完するための詳しい資料の提出を求める場合があります。

VII. 選考の方法と結果の発表

支援の対象となる研究課題は、協会の選考委員会において厳正かつ公正な審査を行い、協会理事会にて採否が決定されます。結果は、2025 年 4 月下旬に研究代表者宛にメールで通知します。なお、採否の理由についての問い合わせには応じることができませんのでご承知おきください。

VIII. 問い合わせと申請書の入手、提出先

1. 申請書のダウンロード URL: <https://seating-consultants.org/>
2. 申請書の提出 E-mail: research@seating-consultants.org
(※メール送信後、一週間以内に連絡が無い場合は再度ご連絡ください)
3. 問い合わせ先
 日本シーティング・コンサルタント協会学術局
 研究等支援事業等担当 E-mail: research@seating-consultants.org

表 1 協会が所有する機器のリスト

製品部類	製品名	国内取り扱い事業者	個数
体圧測定器	FSA	タカノハートワークス	1
姿勢計測器	見木式角度計測器	ユーキトレディング	1
クッション	タカノクッション R タイプ 1	タカノハートワークス	3
	タカノクッション R タイプ 2	タカノハートワークス	3
	タカノクッション R タイプ 4	タカノハートワークス	3
	ロホ・クアドトロセレクト ハイタイプ	アビリティーズケアネット	3
	ロホ・クアドトロセレクト ミドルタイプ	アビリティーズケアネット	3
	ロホ・クアドトロセレクト ロータイプ	アビリティーズケアネット	3
	ソロ PSV	ユーキトレディング	3
	アウル REHA 3D ジャスト	加地	3
	デュオジェルクッション	ケーブ	3
その他	マルチグローブ	LAC ヘルスケア(取り扱い終了)	5